

Gebrauchsanweisung Orthetik obere Extremität

Wichtige Hinweise und Warnungen:

- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung Ihrer Orthese, dass diese funktionstüchtig und unbeschädigt ist.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln sowie die Benutzung der Orthese in Süß- und Salzwasser als auch eine Erwärmung der Orthese über 50 °C.
- Untersuchen Sie Ihre Orthese vor jedem Gebrauch auf Funktionstüchtigkeit, Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei allergischen Reaktionen sprechen Sie bitte umgehend mit Ihrem Arzt oder mit uns.
- Werden die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht eingehalten, ist die Haftung bei Schadensfällen eingeschränkt und kann ggf. ganz entfallen.
- Ziehen Sie eventuell vorhandene Verschlüsse, Klappen oder sonstige Vorrichtungen zur Volumen Anpassung nicht zu straff, es kann sonst zu Stauung und Durchblutungsstörungen kommen. Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise inklusive Hinweise zu Handhabung, Funktion und Risiken.
- Sollte die Orthese gerissen oder gebrochen sein, dürfen Sie das Hilfsmittel nicht mehr tragen, um Verletzungen und Gefährdungen zu vermeiden.
- Jegliche dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch uns. Das Tragen der Orthese kann bei anhaltender Druckstellenproblematik oder Weichteilklemmungen zu Hautschädigungen führen. Bei Empfindungsstörungen in betroffenen Körperteil ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen täglich beim Anziehen der Orthese und mehrmals zwischendurch durchzuführen (Druckstellenprophylaxe). Ein Spiegel erleichtert die Kontrolle an schlecht erreichbaren Körperregionen.
- Schrauben, falls vorhanden, können sich nach einiger Zeit und Beanspruchung lösen. Bei losen Schrauben kontaktieren Sie und bitte umgehend.
- Bei schnellem Wachstum oder anderen Veränderungen kann eine Nachanpassung notwendig sein.

Pflegehinweise:

- Täglich nach dem Tragen mit lauwarmen Wasser und pH-neutraler Seife und evtl. Essigzusatz ausschließlich mit der Hand waschen.
- Vermeiden Sie das Trocknen auf oder neben Heizungen, sowie das Trocknen durch höhere Temperaturen oder dem Trockner.
- Stoffüberzüge dürfen bei 30 °C mit der Hand gereinigt werden.
- Lederteile sollten mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Silikonorthesen sollten ca. 1x die Woche zusätzlich mit destilliertem Wasser oder Leitungswasser und einem Tropfen milden Spülmittels ausgekocht werden.

Servicekarte:

Orthesentyp:

- Armorthese in Kunststofftechnik
- Armlagerungsothese in Kunststofftechnik mit Fingereinzelfassung
- Orthese mit Gelenk
- Orthese in Silikontechnik

Einsatzbereich	Alltag
Bestimmungsgemäßer gebrauch	Hilfsmittel zur äußerlichen Anwendung gemäß einem oder mehreren der folgenden markierten Zwecke
Alltagsanwendung	Funktionelle Unterstützung für die Immobilisierung, Korrektur oder Stabilisierung eines oder mehrerer anatomischer Segmente und/oder Strukturen bei Funktionsstörungen im Bereich der oberen Extremität.
Kontakt mit Feuchtigkeit	Die Anwendung in feuchtem Milieu/Wasser/Salzwasser ist bauartbedingt zulässig (unzutreffendes ggf. streichen)
Sonderanwendung	
Anwendungen	
Verwendete Komponenten, Konfektionsartikel	

Ihre Orthese befindet sich gegenwärtig in einem Probezustand, um Passform und Funktionalität sicherzustellen. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, die Orthese gemäß der Sonderfreigabe zur Probe nur im definierten Zeitraum zu nutzen bzw. zu probieren und bei Veränderungen die Nutzung der Orthese unmittelbar einzustellen und sich mit uns in Verbindung zu setzen!

Warnung: Verschlüsse und Polster befinden sich nicht in einem definitiven Zustand und können unter Umständen noch nicht abschließend befestigt sein. Aus diesem Grund ist die endgültige Belastbarkeit gemäß ihres individuellen Versorgungskonzepts noch nicht langfristig sichergestellt. Die verwendeten Verschlüsse und Polster können sich lösen, wodurch die in den Anproben ermittelte Passform beeinträchtigt oder Schaden an Haut und Orthesen entstehen können.

Nutzung im Probezustand bis _____

Nächster Kontrolltermin:

Datum	Uhrzeit	Erledigungsvermerk Orthopädietechniker

Kontakt:

Sanitätshaus Willecke
Zur Eisenhütte 5 + 8, 46047 Oberhausen
E-Mail: info@willecke-oberhausen.de
Telefon: 0208 858450
Fax: 0208 8584555