

Gebrauchsanweisung Orthetik Rumpf

Wichtige Hinweise und Warnungen:

- Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln sowie die Benutzung der Orthese in Süß- und Salzwasser als auch eine Erwärmung der Orthese über 50 °C vermeiden.
- Bei Lagerung und Transport eine stabile Verpackung nutzen, um Verformung zu vermeiden.
- Untersuchen Sie Ihre Rumpforthese vor jedem Gebrauch auf Funktionstüchtigkeit.
- Durch zu straffes Zuziehen oder Klettverschlüsse sind Stauung der Weichteile, übermäßiger Druck bzw. Druckstellen möglich.
- Die Verwendung falscher Reinigungsmittel kann zu Funktionsverlust durch Beschädigung der verwendeten Materialien führen.
- Die Reinigung in der Spül- oder Waschmaschine kann zu Beschädigungen an der Orthese führen.
- Führen Sie keine Demontage der Rumpforthese durch! Wenden Sie sich bei Problemen umgehend an uns.
- Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden.
- Sollte die Orthese gerissen oder gebrochen sein, dürfen Sie das Hilfsmittel nicht mehr tragen.
- Jegliche dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch uns.
- Bei Empfindungsstörungen im betroffenen Körperteil ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen täglich beim Anziehen der Orthese und mehrmals zwischendurch durchzuführen (Druckstellenprophylaxe).

Pflegehinweise:

- Mindestens 1x die Woche oder nach Bedarf mit hautfreundlichem Desinfektionsmittel desinfizieren
- Täglich nach dem Tragen mit lauwarmen Wasser und pH-neutraler Seife und einer weichen Bürste per Handwäsche reinigen.
- Rumpforthesen aus Stoff, können bei 30 °C Handwäsche gewaschen werden.
- Lederteile mit einem feuchten Lappen abwischen
- Stoff
- Kunststoff
- Kunststoff und Stoff

Einzelne Karte:

Ihre Rumpforthese dient zur:

- Schmerzlinderung
- Entlastung
- Immobilisierung
- Korrektur
- Stabilisierung

der Wirbelsäule

Ihre Orthese befindet sich gegenwärtig in einem Probezustand, um Passform und Funktionalität sicherzustellen. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, die Orthese gemäß der Sonderfreigabe zur Probe nur im definierten Zeitraum zu nutzen bzw. zu probieren und bei Veränderungen die Nutzung der Orthese unmittelbar einzustellen und sich mit uns in Verbindung zu setzen!

Warnung: Verschlüsse und Polster befinden sich nicht in einem definitiven Zustand und können unter Umständen noch nicht abschließend befestigt sein. Aus diesem Grund ist die endgültige Belastbarkeit gemäß ihres individuellen Versorgungskonzepts noch nicht langfristig sichergestellt. Die verwendeten Verschlüsse und Polster können sich lösen, wodurch die in den Anproben ermittelte Passform beeinträchtigt oder Schaden an Haut und Orthesen entstehen können.

Nutzung im Probezustand bis

Einsatzbereich	Alltag
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Hilfsmittel zur äußerlichen Anwendung gemäß einem oder mehreren der folgenden markierten Zwecke:
<ul style="list-style-type: none"> Alltagsanwendung 	Bei Krankheitsbildern oder Fehlstellungen, die hauptsächlich eines oder mehrere anatomische Segmente und/oder Strukturen des Rumpfs betreffen und die einer Entlastung, Immobilisierung, Korrektur oder Stabilisierung bedürfen.
<ul style="list-style-type: none"> Kontakt zu Feuchtigkeit 	Die Anwendung in feuchtem Milieu/Wasser/Salzwasser ist bauartbedingt zulässig (unzulässiges ggf. streichen)
<ul style="list-style-type: none"> Sonderanwendung 	
Anmerkungen:	
Verwendete Komponenten, Konfektionsartikel:	

Kontakt:

Sanitätshaus Willecke
Zur Eisenhütte 5 + 8, 46047 Oberhausen
E-Mail: info@willecke-oberhausen.de
Telefon: 0208 858450
Fax: 0208 8584555

Nächster Kontrolltermin:

Datum	Uhrzeit	Erledigungsvermerk Orthopädietechniker