

Gebrauchsanweisung Orthetik Kopf

Wichtige Hinweise und Warnungen:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Säuren und Lösungsmitteln, die Benutzung der Orthese in Süß- und Salzwasser, sowie eine Erwärmung der Orthese über 50 °C
- Untersuchen Sie Ihre Koporthese vor jedem Gebrauch auf Funktionstüchtigkeit, Verschleiß oder Beschädigungen.
- Sollte die Orthese gerissen oder gebrochen sein, dürfen Sie das Hilfsmittel nicht mehr tragen.
- Die Verwendung falscher Reinigungsmittel kann zu Funktionsverlust durch Beschädigung der verwendeten Materialien führen.
- Besprechen Sie alle Maßnahmen zur Funktionserhaltung und -verbesserung sowie Pflege und Hygiene des betroffenen Körperteils mit Ihrem Arzt.
- Bei allergischen Reaktionen jeglicher Art suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- Führen Sie keine Demontage der Koporthese durch!
- Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden.
- Jegliche dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch uns.
- Bei Empfindungsstörungen im betroffenen Körperteil ist eine Sichtkontrolle auf Hautveränderungen täglich beim Anziehen der Orthese und mehrmals zwischendurch durchzuführen (Druckstellenprophylaxe)
- Es besteht grundsätzlich Quetschgefahr.
- Achten Sie beim Verschließen der Orthese immer auf einen korrekten Sitz und festen Verschluss der Verschlusssysteme.
- Bei Wachstum des Kopfes kann es bei Kindern zu Druckgefühlen kommen. Wenn Sie Anzeichen von Unbehagen bei Ihrem Kind feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

Nächster Kontrolltermin:

Datum	Uhrzeit	Erledigungsvermerk Orthopädietechniker